

Epi-Derm™

Epi-derm™ is een zacht siliconen gel verband dat zelfklevend is aan één zijde, en gemakkelijk is toe te passen. Epi-derm™ siliconen gel verband is de meest effectieve, en beproefde methode van litteken behandelingen die vandaag de dag beschikbaar zijn. Alle Epi-Derm™ sheets kunnen zo nodig worden bijgesneden.



Xeragel™ Siliconen litteken zalf

De Xeragel™ tube heeft een inhoud van 10g 100% siliconen gel en is geschikt ter behandeling van keloïde en hypertrofische littekens. Tevens is Xeragel™ geschikt ter behandeling van welk litteken dan ook, Xeragel™ is gemakkelijk in het gebruik en nauwkeurig te doseren.

Doordat de siliconengel van de Xeragel™ in een kleine tube zit kunt u therapietrouw uw litteken behandelen voor het beste resultaat. Door een klein beetje Xeragel™ op uw vinger aan te brengen zijn ook lastig bereikbare littekens te behandelen met Xeragel™.



Tevens is Xeragel™ te gebruiken onder de make-up.

Pro-Sil™ Litteken behandelings stift

Prosil is de laatste innovatie van Biodermis. Dit revolutionaire product verzorgt het littekenweefsel met dezelfde littekenbehandelingstechnologie als Xeragel, maar dan in een zeer prettige, gemakkelijk aan te brengen, niet plakkerige applicatie.

Tevens is Pro-Sil™ te gebruiken onder de make-up.

Ook kinderen voelen zich prettig bij de Pro-Sil™ daar deze onopvallend te gebruiken is.



Epi-Derm™ varianten



1 Sheet - EDGTNT-146
12 cm x 14,5 cm Ideaal voor de behandeling van middelgrote littekens

1 Sheet - EDGTNT-1116

28 x 40 cm Wordt vaak gebruikt ter behandeling van grote littekens of brandwonden.



1 Paar - EDGTNT-1112
3,5 x 30 cm Speciaal ontwikkeld voor na een buikwandcorrectie of keizersnede.

1 Paar - EMPTNT-1

32,0 x 9,6 cm Mamma anker Links en Rechts die op maat geknipt kunnen worden.



1 Paar - EACTNT-1
7,6 x 1,9 cm Tepelhof pleisters die gemakkelijk op te brengen zijn en comfortabel te dragen.

1 Strip - EDGTNT-1106

3,6 x 15 cm Na een buikwand correctie of andere ingreep waar een korte pleister prima voldoet.



6 Stuks pleisters - EPTTNT-C
1,9 cm siliconen pleisters ter behandeling van kleine littekens.

Mogelijke complicaties en waarschuwingen

Epiderm wordt afgeraden voor patiënten met medische problemen waardoor de siliconenlaag niet gebruikt zou kunnen worden. Het gebruik van dit product wordt eveneens afgeraden voor patiënten met dermatologische problemen die de integriteit van de huid verstoren op bedekte plaatsen. Epiderm is niet geschikt voor het gebruik op open wonden. Mocht zich uitslag voordoen, dan moet de siliconenlaag gedurende twaalf (12) uur worden aangebracht, gevolgd door twaalf (12) uur rust. Indien de uitslag dan nog bestaat, de behandeling direct stopzetten.



BIODERMIS™
FAMILY OF QUALITY PRODUCTS

www.QliniQmedical.nl

Wat zijn de Biodermis siliconen producten?

Biodermis siliconen producten zijn een medisch hulpmiddel dat effectief is voor het voorkomen en behandelen van littekens. Biodermis siliconen producten maken littekens vlakker, zachter en minder zichtbaar. Daarnaast vermindert het de roodheid, en jeuk van het litteken.

Biodermis siliconen producten kunt u pijnloos aanbrengen op het litteken. Biodermis siliconen producten zijn verkrijgbaar als transparante siliconengel en dunne, flexibele siliconenpleisters. Siliconetherapie is de meest gebruikte vorm van littekenbehandeling.

Hypertrofische littekens (zie foto)

Deze ontstaan bij overproductie van fibrineweefsel door bindweefselcellen in de huid, waardoor sterk verdikte littekens ontstaan. Het zijn dikke, roze strengen en plaques op de huid die circa 3 weken na de verwonding ontstaan en in een periode van maanden tot een jaar voortdurend dikker worden. Vooral de huid boven het borstbeen, de schouders, de nek en de oren is geneigd tot de vorming van deze hypertrofische littekens. Een aanleg tot het vormen van deze littekens is vaak familiair- of ras-



Keloid litteken

Keloid-littekens zijn eigenlijk een bijzonder soort hypertrofische littekens. Terwijl gewone hypertrofische littekens beperkt blijven tot de plaats van de verwonding, groeien keloiden over de grenzen van de verwonding heen, en kunnen zo betrekkelijk grote huidgebieden bedekken.

Worden Biodermis producten volledig vergoed?

Ja. Indien Biodermis siliconenverband wordt voorgeschreven door een arts, heeft de patiënt in principe recht op vergoeding. Hiervoor hebt u een door de arts ondertekend indicatie formulier nodig. Door het correct invullen van het indicatie formulier van Zorgverzekeraars Nederland ziet u direct of Biodermis vergoed wordt. Vergoeding is ook afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Voor vragen over vergoeding kunt u terecht op de website van Zorgverzekeraars Nederland, WWW.ZN.NL.

Veel gestelde vragen,

- Wanneer kan er met Biodermis producten worden begonnen?

Zodra de wond volledig gesloten is en eventuele hechtingen zijn verwijderd mag er met de Biodermis producten begonnen worden.

- Kunnen Biodermis producten de gevolgen van een litteken volledig doen verdwijnen?

Nee, het litteken zal nooit volledig verdwijnen, wel vervaagen. Biodermis producten verminderen bovendien de jeuk en de pijn als gevolg van het litteken, tevens wordt door de werking van Biodermis producten het litteken aanzienlijk versoepeld. Voordeel hiervan is dat functionele beperkingen en 'trekpijnen' van het litteken verminderen.

- Hoe lang duurt de behandeling met Biodermis producten?

De behandelingsduur is afhankelijk van het soort litteken. U merkt het verschil reeds na enkele dagen. Afhankelijk van het litteken kunnen zichtbare resultaten soms wat later optreden (tussen de 2 en 4 maanden). De totale behandeling kan meerdere maanden duren, ook weer afhankelijk van het litteken.

- Werken Biodermis producten ook op oude littekens?


Ja, Biodermis producten werken zowel op oude als recente littekens. Waarbij de oude littekens worden bevochtigd en versoepeld. Bij de recente littekens wordt het litteken minder vurig en verzacht.

- Zijn er verschillende modellen van formaten van de Biodermis siliconenverbanden?

Het Biodermis assortiment bestaat uit verschillende diktes, meerdere modellen en formaten. Tevens bevat het assortiment voorgesneden vormen voor gebruik op borst, buik, rond de tepel enzovoort.

- Hoe lang gaan de Biodermis siliconenverbanden mee?

Indien de producten correct onderhouden worden, gaat de inhoud van een verpakking 4 tot 6 weken mee. Als het siliconen verband niet meer zelf hecht aan de huid is deze aan vervanging toe.



Waar te verkrijgen

De Biodermis producten zijn te verkrijgen bij alle apotheken in Nederland. Mocht uw apotheek Biodermis niet op voorraad hebben kan uw apotheek dit veelal de volgende dag leveren.

Hoe het Biodermis siliconen verband te gebruiken?

1. Maak het litteken en de huid eromheen goed schoon, bij voorkeur met een hypoallergeen schoonmaakmiddel.
2. Haal de beschermfolie van het siliconen verband.
3. Plak het siliconen verband op het litteken, indien gewenst kunt u het verband vastzetten met drukverband of een epinet van Biodermis.
4. Start met 4 uur per dag en bouw dit indien mogelijk uit naar hele dagen, tussendoor reinigen kan nodig zijn. (bijvoorbeeld na het sporten)
5. Voor het reinigen van uw Biodermis siliconenverband gebruikt u een kleine hoeveelheid SilkClenz waarna u het siliconenverband weer kunt plaatsen op het te behandelen litteken, of de kunststof bevaarfolie.
6. Afhankelijk van de intensiteit van dragen en het onderhouden van het siliconen verband is de levensduur van een Biodermis siliconen verband 28 tot 42 dagen.

Voor meer informatie over de Biodermis producten kunt u ook terecht op de website van QliniQ BV.